


PRIMAX

CLISIS *Evolution*

Nouvelle table télécommandée
avec capteur plan dynamique R/F

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ ÉVOLUE!
Repensée, Redéveloppée, Redessinée
La réponse aux attentes des utilisateurs



- Nouvelle interface utilisateur
- Efficacité exceptionnelle
- Ergonomie
- Fiabilité éprouvée
- Design épuré
- Nouveaux déplacements
«Multi-Axes»

*Son évidence:
établir de nouvelles normes*

- Capteur plan dynamique scopie/graphie à la pointe de la technologie
- Surface d'acquisition 43 x 43 cm
- Acquisition Radiographique simple ou cadencée et fluoroscopie continue / pulsée
- Traitement d'image optimisé et puissant
- AEC à contrôle direct
- Nouvelle station d'acquisition avec écran tactile 23"
- Compatibilité Full DICOM
- Reconstruction* (grands axes) couché/ debout avec une efficacité et une fiabilité exceptionnelle.

*option



PrimaX

Immeuble le Dublin - 2 place Gustave Eiffel - CS 20280
94518 RUNGIS CEDEX 1 - Tel : +33 (0)1 53 30 83 30
Fax : +33 (0)1 53 30 00 63 - www.primax.fr

Dispositif médical - Classe IIB - Fabriqué par GMM S.P.A. - CE n°0051
Veuillez suivre attentivement les règles de sécurité indiquées dans le manuel utilisateur du dispositif

**Son évidence:
établir de nouvelles normes**